

Anti-microbiano e Não invasivo Termômetro EXERGEN TAT-5000

Simplemente a melhor maneira de
medir a temperatura



Algumas boas razões para o adoptar...

1. Robusto, rápido, preciso e não invasivo, o Exergen TAT-5000 adequa-se a todas as idades: desde os recém-nascidos, passando pelas crianças, até aos adultos. É tão suave que o pode utilizar em pacientes adormecidos.
2. O Exergen TAT-5000 é um termómetro não invasivo tão preciso como os termómetros rectais, graças ao método exclusivo de Balanço do Calor Arterial (AHB), que considera os efeitos do ambiente, assegurando melhores decisões para o tratamento do paciente.
3. Com a sua ponta anti-microbiana, o Exergen TAT-5000 elimina a necessidade de utilização de protecções do sensor e os respectivos custos e desperdício. O protocolo de limpeza é idêntico ao dum estetoscópio.
4. A sua garantia ilimitada protege o seu investimento durante todo o ciclo de vida do seu termómetro.

Como funciona?

O termómetro para a artéria temporal mede a temperatura central do corpo através da leitura por infravermelhos do calor emitido pelo fluxo sanguíneo arterial na têmpora.



As áreas a vermelho mostram a emissão de calor dos vasos sanguíneos



GE imagination at work

Precisão clínica	± 0.1°C
Intervalo de temperatura	16 a 43°C
Ambiente de utilização	16 a 40°C
Resolução	0.1°C
Tempo de resposta	Aproximadamente 0,04 segundos
Duração da apresentação no ecrã	30 segundos
Tipo e duração da bateria	Bateria de 9 volts alcalina, com capacidade para 15,000 leituras
Tamanho	5.0 cm x 20.0 cm x 3.0 cm
Peso	213 g
Método de construção	Revestimento robusto resistente a impactos, sistema sensorial e hermeticamente selado, sonda em aço inox
Materiais usados	Os materiais usados não contêm látex
Tipo e tamanho do ecrã	LEDs grandes em vermelho vivo, facilmente legíveis



Opção

O cabo de segurança opcional protege o dispositivo contra roubo.

Está na hora de mudar para o
EXERGEN TAT-5000
 Obtenha mais informações junto da

 **Iberdata**
 Soluções de Vida

SEDE:

Rua Dr. Ricardo Jorge, 4, Venda-Nova
 2700-301 Amadora
 Telefone: 21 4768170 | Fax: 21 4768179

www.iberdata.pt

DELEGAÇÃO NORTE

Rua Gen. Humberto Delgado, 143-161
 4425-653 Pedrouços
 Telefone: 22 9773300 | Fax: 22 9773307

iberdata@iberdata.pt

