

Ambu® aScope™ 4 Cysto

Cistoscópio flexível descartável



Principais benefícios

- Está pronto quando é preciso
- Sempre novo
- Solução portátil livre de problemas
- Imagem & manobrabilidade excelentes
- Esterilidade garantida sem risco de contaminação cruzada
- Liberta recursos eliminando reprocessamento e reparações caras

Ambu® aScope™ 4 Cysto

O aScope 4 Cysto é um endoscópio flexível descartável que lhe permite controlar a sua agenda e ser mais produtivo - sem comprometer a qualidade do seu trabalho.

Está sempre disponível e é portátil, facilitando a gestão da sua agenda e ajudando-o a lidar com os procedimentos internos de consulta.

Com o aScope 4 Cysto pode contar com imagens nítidas que facilitam a identificação de estruturas anatómicas. Os ângulos de flexão elevados de 210°/120° permitem-lhe manobrar e navegar suavemente na uretra e na bexiga. Pode avançar e retroflectir completamente o cistoscópio para inspeccionar o colo vesical com ou sem pinças inseridas. Oferece qualidade consistente sem qualquer deterioração da imagem ou qualidade de flexão, porque terá à sua disposição um cistoscópio novinho em folha para cada procedimento.

O aScope 4 Cysto estéril elimina a necessidade de reprocessamento, reparações dispendiosas e o risco de contaminação cruzada.


Em resultado, o aScope 4 Cysto simplifica o fluxo de trabalho, liberta recursos e permite-lhe tratar mais pacientes, e ainda pode garantir aos seus pacientes que irá realizar o procedimento com um cistoscópio estéril de uso único retirado directamente da embalagem apenas para eles.

O aScope 4 Cysto facilita o planeamento e gestão do seu dia. Da clínica de ambulatório aos procedimentos de consulta de internamento, pode levar consigo um cistoscópio leve de uso único e o monitor portátil debaixo do braço. E quando terminar, simplesmente deita o cistoscópio fora; acabam-se os problemas de limpeza e esterilização.

Desenvolvido pelo líder mundial em endoscopia de uso único, o aScope™ 4 Cysto é a mais recente adição à linha de endoscópios de uso único da Ambu. Em conjunto com o monitor portátil HD aView2 Advance de 12,8", esta plataforma de citoscopia flexível de uso único fornece uma solução eficaz para todos os procedimentos de citoscopia flexível em várias configurações clínicas.

Especificações

Sistema óptico	
Campo de visualização	120°
Profundidade do campo	3 - 100 mm
Método de iluminação	LED
Porção de inserção	
Ângulo de flexão*	210° up, 120° down
Diâmetro do fio de inserção	16.2 Fr / 5.4 mm (0.21")
Diâmetro da ponta distal	16.2 Fr / 5.4 mm (0.21")
Diâmetro máximo da porção de inserção	18 Fr / 6.0 mm (0.24")
Comprimento de trabalho	390 mm (15.4")
Canal de trabalho	
Largura mínima do canal de instrumento**	6.6 Fr / 2.2 mm (0.086")
Ambiente de utilização, armazenagem e transporte	
Temperatura - transporte	10 - 40 °C (50 to 104 °F)
Temperatura - ambiente de utilização	10 - 40 °C (50 to 104 °F)
Temperatura - armazenagem***	10 - 25 °C (50 to 77 °F)
Humidade relativa	30 - 85%
Pressão atmosférica	80 - 109 kPa
Esterilização	
Método de esterilização	ETO
Material	
Ftalatos DEPH	Não contém ftalatos DEPH
Sem substâncias alergénicas	Não contém borracha de látex
Dimensões	
Peso	158 g



O aScope 4 Cysto oferece qualidade consistente - sempre



Ângulos largos de flexão de 210°/120°

Especificações para encomenda

Produto	Ref.	Quantidade
Ambu® aScope™ 4 Cysto, Deflecção padrão	601001000	5 pçs
Ambu® aScope™ 4 Cysto, Deflecção inversa	600001000	5 pçs
Acessórios		
Stopcock 4-Vias. 50 psi (3.5 bar). Porca de aperto, grande****	K12-11412	50 pçs
Válvula de hemostase. AccessPLUS™, grande****	K12-11413	25 pçs



Ambu A/S

Baltorpbakken 13 DK
- 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

* Por favor, notar que o ângulo de flexão pode ser afectado se o fio de inserção não estiver recto ou se houver acessórios endoscópicos inseridos.

** Não se garante a compatibilidade de combinação de acessórios endoscópicos seleccionados usando apenas esta largura mínima de canal de trabalho.

*** A armazenagem a temperaturas mais elevadas pode afectar a data de validade do produto.

**** Não disponível em todos os países.