



Porquê escolher os sistemas POINT® de alto fluxo?



POINT® oferece muitos benefícios ao paciente e ao profissional clínico em várias aplicações Perioperativas.

POINT na Anestesia

Pré-operativo

- Pré-oxigenação sem mãos
- Recrutamento pulmonar

Intubação

- Menos pressão de tempo durante a intubação
- Menos pressão na formação
- Aumento do êxito à 1ª tentativa
- Incidência reduzida de desaturação

Intraoperativo

Cirurgia laríngea

- Melhor visualização cirúrgica em ORL
- Redução dos tempos do procedimento
- Melhores amostras de biópsia

Sedação procedural

- Redução do risco de desaturação
 - Broncoscopia
 - Dental
 - Anestesia regional

Pós-operativo

Apoio contínuo após extubação para pacientes de alto risco, tais como:

- AOS
- IMC alto
- Doença crónica das vias aéreas
- Cirurgias prolongadas com risco de atelectasia induzida por anestesia

Gases aquecidos e humidificados melhoram o conforto do paciente e os resultados com:

- Alívio da boca seca pós-anestesia
- Ajuda a normotermia
- Melhora a remoção das secreções

Código	Peça em T do analisador de O2	Câmara de humidificação e ramo	Comprimento do ramo inspiratório	Diâmetro do tubo	Mola do tubo	Filtro	Canula Aquanase	Qtd/Cx
AMHO1509-042	Não	Sim	1.8m	15mm	Yes	Paciente	Sim	20
AMNS2005-002	Cânula de alto fluxo com posicionamento bi-lateral e filtro							10
AMTC1100	Cânula de alto fluxo para traqueotomia							10


POINT® - Características



1 | Concentração variável de oxigénio 21-100% para recobro, laser/diatermia e pacientes com DPOC.



2 | Câmara de humificação de reabastecimento automático mantém o nível de água quando usa uma bolsa de água estéril.



3 | O Humidificador AquaVENT® exibe a temperatura nas vias aéreas.

4 |

- Sistema respiratório aquecido extra longo de 1.8m desenhado para aplicações perioperativas.
- Protegido por tecnologia antimicrobiana BioCote® e pronto a usar durante até 7 dias.
- Consumíveis de custo acessível.



5 | Mola de tubo que assegura posicionamento óptimo.

6 | Para reutilizar o circuito, use o nosso filtro de baixo perfil com cânula.

7 | Opções disponíveis com aplicações Bi-laterais ou conexão para traqueostomia.

8 | Correia de fixação com estabilidade e conforto melhorados.

Armstrong Medical
Wattstown Business Park,
Newbridge Road, Coleraine,
BT52 1BS, Irlanda do Norte.

T +44 (0) 28 7035 6029 F
+44 (0) 28 7035 6875

info@armstrongmedical.net

armstrongmedical.net

